

ASFERICA 100

Indicaciones

- MAYOR CENTRADO PARA DIAMETROS MAYORES
- ESPESOR REDUCIDO Y MEJOR CALIDAD VISUAL
- BUENA INTERACCION LENTE CORNEA REDUCIENDO LAS TINCCIONES CORNEALES
- REDUCCION DE DESTELLOS

Rango de Fabricación

- RADIO BASE 7.00 a 8.80 pasos de 0.05
- DIAMETRO 9.00 a 10 pasos de 0.20
- POTENCIA -20 a +20 pasos de 0.25

Calculo lente inicial

- Diámetro de la lente 1.5 mm menor que el DHIV del paciente
- Astigmatismo corneal hasta 1 diop Km +0.10
- Astigmatismo corneal de 1 diop a 2 diop Km +0.20